

GAMA DE SENSORES BIS™



Bis
QUATRO

- **Nuevo Sensor Quatro** – diseñado para mejorar el ajuste y la adhesión, garantizando así la calidad de la señal.

Bis
PEDIATRIC

- **Nuevo Sensor Pediátrico** – dispone de un cuarto elemento sensor, y ofrece las siguientes ventajas adicionales:
 - *Mayor resistencia al electrocauterio*
 - *Rendimiento mejorado en anestésicos profundos*
 - *Filtro EMG mejorado*

Bis
SRS

- **Nuevo Sistema de Sensores Semi-Reutilizables (SRS)** – este kit consta de un cable semi-reutilizable y de un juego de electrodos desechable
 - *Fácil de utilizar*
 - *Menor costo de uso*
 - *Respetuoso con el medio ambiente*

Bis

THE COMFORT OF KNOWING MORE

XP
PLATFORM

GAMA DE SENSORES BIS

QUATRO PEDIÁTRICO ESTÁNDAR SRS				
SENSOR BIS				
Para un solo paciente	●	●	●	
Diseño de una sola pieza	●	●	●	
Opción de colocación indistinta en el lado derecho o izquierdo de la frente del paciente	●	●	●	●
Tecnología autoadhesiva Zipprep®	●	●	●	●
Pestaña más larga	●	●		
4º electrodo	●	●		●
No contiene látex	●	●	●	●
No contiene PVC	●	●	●	●
Preparado para plataforma XP	●	●		●
Diseño de dos piezas				●
Cable semi-reutilizable válido para 100 usos (uno por kit)				●
Juego de electrodos desechables (100 por kit)				●
Contador de utilización del cable				●
Cable de 122 cm (el conector del paciente no está cerca de él)				●
Cómodo montaje mural para el kit				●
PLATAFORMA BIS XP				
Resistente al electrocauterio	●	●		●
Rendimiento mejorado en anestésicos profundos	●	●		●
Filtro EMG mejorado	●	●		●



Requiere software A-2000 versión 3.30 o superior.
Si necesita información sobre compatibilidad, póngase en contacto con el fabricante del producto.

