

1. a. Suturas Manuales

SUTURAS ABSORBIBLES

VELOSORB

SUTURA SINTETICA TRENZADA

COMPOSICION: Polímeros derivados de ácidos glicolicos y láctico. Recubierto con Estearato de Calcio.

Resistencia tensil: 7 días. Periodo de Absorción: 50 días



Cal.	Aguja	Detalle	Velosorb	Color	Hebra	Box	Espec.	Vicryl Rapide	Aguja
5-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	CV-1213	incoloro	75	36	Urología	VR2130G	RB1
5-0	P-13	3/8 ▼ 13mm	SV-493	incoloro	45	36	Plástica	VR9915G	P3
4-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	CV-1214	incoloro	75	36	Urología	VR2140G	RB1
4-0	C-13	3/8 ▼ 19mm	SV-2297	incoloro	75	36	Cuticular	VR9930G	FS2
3-0	C-15	3/8 ▼ 26mm	SV-9940G	incoloro	75	12	Cuticular	VR9940G	FS
2-0	KV-34	1/2 ⊙ 37mm	CV-917	incoloro	90	36	Obs-Gyn	VR9962G	V34
2-0	C-15	3/8 ▼ 26mm	SV-9941G	incoloro	75	12	Cuticular	VR9941G	FS
1	KV-34	1/2 ⊙ 37mm	CV-918	incoloro	90	36	Obs-Gyn	VR9964G	V34
0	KV-34	1/2 ⊙ 37mm	CV-919	incoloro	90	36	Obs-Gyn	VR9963G	V34

POLYSORB

SUTURA SINTETICA TRENZADA

COMPOSICION: LACTOMER 910: 90% de ácidos glicolicos y 10% de ácido láctico. Recubierto con Estearato de Calcio

Resistencia tensil: 28 días. Periodo de Absorción: 70 días



Cal.	Aguja	Detalle	Polysorb	Color	Hebra	Box	Espec.	Vicryl	Aguja
2-0	S/A		L-113	Violeta	150	36	Ligadura	JS615	S/A
0	S/A		L-114	Violeta	150	36	Ligadura	JS616	S/A
1	S/A		L-115	Violeta	150	36	Ligadura	JS617	S/A
2	S/A		L-116	Violeta	150	36	Ligadura	JS618	S/A
6-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	UL-201	Violeta	75	36	Urología	J302	RB-1
5-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	UL-202	Violeta	75	36	Urología	J303	RB-1
4-0	CVF-23	1/2 ⊙ 17mm	UL-203	Violeta	75	36	Urología	J304	RB-1
3-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	UL-204	Violeta	75	36	Urología	J305	RB-1
4-0	CV-25	1/2 ⊙ 22mm	GL-181	Violeta	75	36	Gastro	J310	SH-1
3-0	CV-25	1/2 ⊙ 22mm	GL-182	Violeta	75	36	Gastro	J311	SH-1
5-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GL-120	Violeta	75	36	Gastro	J314	SH
4-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GL-121	Violeta	75	36	Gastro	J315	SH
3-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GL-122	Violeta	75	36	Gastro	J316	SH
2-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GL-123	Violeta	75	36	Gastro	J317	SH
0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GL-124	Violeta	75	36	Gastro	J318	SH
2-0	GS-22	1/2 ⊙ 27mm	CL-883	Violeta	75	36	C.Gral	J333	CT-2
0	GS-22	1/2 ⊙ 27mm	CL-884	Violeta	75	36	C.Gral	J334	CT-2
1	GS-22	1/2 ⊙ 27mm	CL-885	Violeta	75	36	C.Gral	J335	CT-2
2-0	GU-46	5/8 ⊙ 27mm	UL-878	Violeta	75	36	Urología	J602	UR6
0	GU-46	5/8 ⊙ 27mm	UL-877	Violeta	75	36	Urología	J603H	UR6
3-0	V-26	1/2 ⊙ 37mm	GL-126	Violeta	75	36	Gastro	J322	MH
2-0	V-26	1/2 ⊙ 37mm	GL-127	Violeta	75	36	Gastro	J323	MH
0	V-26	1/2 ⊙ 37mm	GL-128	Violeta	75	36	Gastro	J324	MH
3-0	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	CL-810	Violeta	75	36	C.Gral	J338	CT-1
2-0	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	CL-811	Violeta	75	36	C.Gral	J339	CT-1
0	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	CL-812	Violeta	75	36	C.Gral	J340	CT-1
1	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	CL-813	Violeta	75	36	C.Gral	J341	CT-1
2	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	CL-814	Violeta	75	36	C.Gral		
0	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	CL-924	Violeta	90	36	Ob/Gin	J346	CT-1
1	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	CL-925	Violeta	90	36	Ob/Gin	J347	CT-1
2	GS-24	1/2 ⊙ 40mm	CL-779	Violeta	75	36	C.Gral		
2-0	GS-24	1/2 ⊙ 40mm	CL-801	Violeta	75	36	C.Gral	J351	CT
0	GS-24	1/2 ⊙ 40mm	CL-802	Violeta	75	36	C.Gral	J352	CT
1	GS-24	1/2 ⊙ 40mm	CL-803	Violeta	75	36	C.Gral	J353	CT



Cal.	Aguja	Detalle	Polysorb	Color	Hebra	36	Espec.	Vicryl	Aguja
0	GS-24	1/2 ⊙ 40mm	CL-914	Violeta	90	36	Ob/Gin	J358	CT
1	GS-24	1/2 ⊙ 40mm	CL-915	Violeta	90	36	Ob/Gin	J359	CT
0	GS-25	1/2 ⊙ 48mm	CL-904	Violeta	90	36	Ob/Gin	J370	CTX
1	GS-25	1/2 ⊙ 48mm	CL-905	Violeta	90	36	Ob/Gin	J371	CTX
3-0	SC-2	recta ▼ 60mm	SL-643	Incoloro	75	36	Cuticular	J663	KS
6-0	P-13	3/8 ▼ 13mm	SL-5688	Incoloro	45	36	Plástica	JP492	P3
5-0	P-13	3/8 ▼ 13mm	SL-5687	Incoloro	45	36	Plástica	JP493	P3
4-0	P-13	3/8 ▼ 13mm	SL-5690	Incoloro	45	36	Plástica	JP494	P3
5-0	C-13	3/8 ▼ 19mm	SL-690	Incoloro	75	36	Cuticular	J121	SC-20
4-0	C-13	3/8 ▼ 19mm	SL-691	Incoloro	75	36	Cuticular	J122	SC-20
3-0	C-13	3/8 ▼ 19mm	SL-822	Incoloro	75	36	Cuticular	J123	SC-20
4-0	C-14	3/8 ▼ 24mm	SL-692	Incoloro	75	36	Cuticular		PS-1
3-0	C-14	3/8 ▼ 24mm	SL-693	Incoloro	75	36	Cuticular	JP683	PS-1
2-0	C-14	3/8 ▼ 24mm	SL-823	Incoloro	75	36	Cuticular		
3-0	C-16	3/8 ▼ 30mm	SL-696	Incoloro	75	36	Cuticular	J185	SC-30
2-0	C-16	3/8 ▼ 30mm	SL-611	Incoloro	75	36	Cuticular	J186	SC-30
1	GS-10	1/2 ▼ 26mm	CL-867	Incoloro	75	36	Ortopedia	J871	CP2
2-0	GS-10	1/2 ▼ 26mm	CL-869	Incoloro	75	36	Ortopedia	J869	CP-2
0	GS-10	1/2 ▼ 26mm	CL-870	Incoloro	75	36	Ortopedia	J870	CP-2
2-0	GS-11	1/2 ▼ 37mm	CL-543	Incoloro	75	36	C.Gral	J166	CP35
0	GS-11	1/2 ▼ 37mm	CL-544	Incoloro	75	36	C.Gral	J167	CP-35
1	GS-11	1/2 ▼ 37mm	CL-545	Incoloro	75	36	C.Gral	J168	CP-35
1	GS-12	1/2 ▼ 40mm	CL-805	Violeta	75	36	Ortopedia	J535	OS6
2	GS-12	1/2 ▼ 40mm	CL-937	Violeta	90	36	Ortopedia	J536	OS8
6-0	SS-24	(2)1/4 pta.espat. 8mm	L-1745K	Verde	30	36	Oftalmo	J570	S-14 (2)
5-0	SS-24	(2)1/4 pta.espat. 8mm	L-1785K	Verde	30	36	Oftalmo	J571	S-14 (2)

DEXON

SUTURA SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADO

Composición: Ácido Poliglicólico recubierto con Estearato de Calcio

Resistencia tensil: 28 días. Período de Absorción: 70 días



Cal.	Aguja	Detalle	Dexon	Color	Hebra	Box	Espec.	Vicryl	Aguja
6-0	MC15	1/2 ⊙ 15mm	221060	Violeta	70	36	Urología	J302	RB-1
5-0	MC15	1/2 ⊙ 15mm	221050	Violeta	70	36	Urología	J303	RB-1
4-0	MC15	1/2 ⊙ 15mm	221040	Violeta	70	36	Urología	J304	RB-1
3-0	MC15	1/2 ⊙ 15mm	221030	Violeta	70	36	Urología	J305	RB-1
4-0	MC20	1/2 ⊙ 20mm	231040	Violeta	70	36	Gastro	J310	SH-1
3-0	MC20	1/2 ⊙ 20mm	231030	Violeta	70	36	Gastro	J311	SH-1
4-0	MC26	1/2 ⊙ 26mm	241040	Violeta	70	36	Gastro	J315	SH
3-0	MC26	1/2 ⊙ 26mm	241030	Violeta	70	36	Gastro	J316	SH
2-0	MC26	1/2 ⊙ 26mm	241020	Violeta	70	36	Gastro	J317	SH
0	MC26	1/2 ⊙ 26mm	241000	Violeta	70	36	Gastro	J318	SH
3-0	MCR37	1/2 ⊙ 37mm	261030	Violeta	70	36	C.General	J338	CT-1
2-0	MCR37	1/2 ⊙ 37mm	261020	Violeta	70	36	C.General	J339	CT-1
0	MCR37	1/2 ⊙ 37mm	261000-	Violeta	70	36	C.General	J340	CT-1
1	MCR37	1/2 ⊙ 37mm	261001	Violeta	70	36	C.General	J341	CT-1
1	MCR40	1/2 ⊙ 40mm	271001PT	Violeta	90	36	C.General		CT
2	MCR40	1/2 ⊙ 40mm	271002	Violeta	90	36	C.General		CT
2-0	MCR40	1/2 ⊙ 40mm	271020	Violeta	70	36	C.General	J351	CT
0	MCR40	1/2 ⊙ 40mm	271000	Violeta	70	36	C.General	J352	CT
1	MCR40	1/2 ⊙ 40mm	271001	Violeta	70	36	C.General	J353	CT
0	MCR48	1/2 ⊙ 48mm	281000-	Violeta	90	36	Ob/Gin	J370	CTX
1	MCR48	1/2 ⊙ 48mm	281001	Violeta	90	36	Ob/Gin	J371	CTX
2	MCR48	1/2 ⊙ 48mm	281002	Violeta	90	36	C.General		CTX
5-0	CT19	3/8 ▼ 19mm	133050	Incoloro	45	36	Cuticular	J121	SC-20
4-0	CT19	3/8 ▼ 19mm	133040	Incoloro	45	36	Cuticular	J122	SC-20
3-0	CT19	3/8 ▼ 19mm	133030	Incoloro	45	36	Cuticular	J123	SC-20

MIDSORB™ (Monofyl)**SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO**

Composición: Poliglecaprone 25

Resistencia tensil: 21 días. Período de Absorción: 110 días



Cal.	Aguja	Detalle	Midsorb	Color	Hebra	Box	Espec.	Aguja
4-0	MC15	1/2 ⊙ 1,5mm	2250-40	Violeta	70	24	Gastro	RB-1
4-0	MC25	1/2 ⊙ 25mm	2450-40	Violeta	70	24	Gastro	SH
3-0	MC25	1/2 ⊙ 25mm	2450-30	Violeta	70	24	Gastro	SH
2-0	MC25	1/2 ⊙ 25mm	2450-20	Violeta	70	24	Gastro	SH
0	MC25	1/2 ⊙ 25mm	2450-10	Violeta	70	24	Gastro	SH
0	MCR35	1/2 ⊙ 35mm	2650-00	Violeta	70	24	C.Gral	CT1
0	MCR40	1/2 ⊙ 40mm	2750-00	Violeta	70	24	Gastro	CT
1	MCR40	1/2 ⊙ 40mm	2750-01	Violeta	70	24	Gastro	CT
5-0	CT19,5	3/8 ▼ 19,5mm	4350-50XF	Incoloro	45	12	Cuticular	PS2
4-0	CT19,5	3/8 ▼ 19,5mm	4350-40XF	Incoloro	45	12	Cuticular	PS2
3-0	CT19,5	3/8 ▼ 19,5mm	9350-30XF	Incoloro	70	36	Cuticular	PS2
3-0	CT24	3/8 ▼ 24mm	9450-30XF	Incoloro	70	36	Cuticular	

BIOSYN**SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO**

Composición-Glycomer 631: Ácido Glicólico, Dioxanona y Carbonato de Trimetileno.

Resistencia Tensil: 30 días Período de Absorción: 90 días




Cal.	Aguja	Detalle	Biosyn	Color	Hebra	Box	Espec.	MONOCRYL	Aguja
5-0	P-10	3/8 ▼ 11mm	SM-3626	Incoloro	45	12	Plástica	Y493G	P3
5-0	C-13	3/8 ▼ 19mm	SM-690	Incoloro	75	36	Cuticular	Y-495	PS2
4-0	C-13	3/8 ▼ 19mm	SM-691	Incoloro	75	36	Cuticular	Y-496	PS2
3-0	C-13	3/8 ▼ 19mm	SM822	Incoloro	75	36	Cuticular	Y-427	PS2
3-0	P-12	3/8 ▼ 19mm	SM-5638	Incoloro	75	12	Plástica	Y427H	PS-2
3-0	P-14	3/8 ▼ 24mm	SM-5679G	Incoloro	75	36	Plástica	Y936	PS-1
3-0	SC-2	Recta ▼ 60mm	SM-643	Violeta	75	36	Cuticular		
4-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GM-121	Violeta	75	36	Gastro	Y-315	SH
3-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GM-122	Violeta	75	36	Gastro	Y-316	SH
2-0		1/2 ⊙ 26mm	GM-123	Violeta	75	36	Gastro	Y-317	SH
2-0	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	CM-923	Incoloro	90	36	C.Gral		
0	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	CM-812	Violeta	75	36	C.Gral	Y-340	CT1
1	GS-24	1/2 ⊙ 40mm	CM-966	Violeta	90	36	C.Gral	Y-359	CT
0	GS-24	1/2 ⊙ 40mm	CM-914	Violeta	90	36	C.Gral	Y-352	CT

MAXON**SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO**

Composición- Poliglicónato.

Resistencia Tensil: 70 días Período de Absorción: 180 días



Cal.	Aguja	Detalle	Maxon	Color	Hebra	Box	Espec.	PDS	Aguja
1	GS-26	1/2 ⊙ 65mm	GMM-344L	Verde	241.2	12	C.Gral	Z880G	
7-0	CV-1	(2) 3/8 ⊙ 9mm	8886612701	Verde	75	36	Cardio	Z155	BV-1 (2)
6-0	CV-1	(2) 3/8 ⊙ 9mm	8886612711	Verde	75	36	Cardio	Z117	BV-1 (2)
6-0	CV-11	(2) 3/8 ⊙ 13mm	8886612411	Verde	75	36	Cardio	Z127	C-1 (2)
5-0	CV-11	(2) 3/8 ⊙ 13mm	8886612421	Verde	75	36	Cardio	Z126	C-1 (2)
5-0	CV-23	(2) 1/2 ⊙ 17mm	8886614921	Verde	75	36	Cardio	Z320	RB-1 (2)
4-0	CV-23	(2) 1/2 ⊙ 17mm	8886613431	Verde	90	36	Cardio		RB-1 (2)
4-0	V-20	(2) 1/2 ⊙ 26mm	8886623131	Verde	75	36	Cardio		SH (2)
5-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	8886620721	Verde	75	36	Urología	Z303	RB-1
4-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	8886620731	Verde	75	36	Urología	Z304	RB-1
4-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	8886623331	Verde	75	36	Gastro	Z315	SH
3-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	8886623341	Verde	75	36	Gastro	Z316	SH
2-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	8886623351	Verde	75	36	Gastro	Z317	SH
0	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	8886626761	Verde	75	36	C.Gral	Z340	CT-1
1	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	8886626771	Verde	75	36	C.Gral	Z341	CT-1
0	GS-24	1/2 ⊙ 40mm	8886628561	Verde	75	36	C.Gral	Z352	CT
1	GS-24	1/2 ⊙ 40mm	8886628571	Verde	75	36	C.Gral	Z353	CT
1	GS-25	1/2 ⊙ 48mm	8886630771	Verde	90	36	C.Gral	Z371	CTX
5-0	C-13	3/8 ▼ 19mm	8886660821	Incoloro	45	36	Cuticular		
4-0	C-13	3/8 ▼ 19mm	8886660831	Incoloro	45	36	Cuticular	Z496G	PS-2
3-0	C-13	3/8 ▼ 19mm	8886660841	Incoloro	45	36	Cuticular		

SUTURAS NO ABSORBIBLES

SOFSILK

SEDA: SUTURA MULTIFILAMENTO TRENZADA

Composición: Seda quirúrgica recubierta con silicona.



Cal.	Aguja	Detalle	Sofsilk	Color	Hebra	Box	Espec.	Permahand	Aguja
4-0	Sin aguja		S-303	Negro	12x75	36	Ligadura	SA83T	Sin aguja
3-0	Sin aguja		S-304	Negro	12x75	36	Ligadura	SA84T	Sin aguja
2-0	Sin aguja		S-305	Negro	12x75	36	Ligadura	SA86T	Sin aguja
2	Sin aguja		S-206	Negro	100	36	Ligadura		Sin aguja
4	Sin aguja		S-199	Negro	180	12	Ligadura		Sin aguja
5-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	VS-870	Negro	75	36	Cardio	K870	RB-1
4-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	VS-871	Negro	75	36	Cardio	K871	RB-1
3-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	VS-872	Negro	75	36	Cardio	K872	RB-1
4-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GS-831	Negro	75	36	Gastro	K831	SC-24
3-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GS-832	Negro	75	36	Gastro	K832	SH
2-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GS-833	Negro	75	36	Gastro	K833	SH
4-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GS-64-M	Negro	45	24	Gastro		
2-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GS-62-M	Negro	45	24	Gastro		
2-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GS-66-M	Negro	75	24	Gastro		
0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	GS-834	Negro	75	36	Gastro	K834	SH
1	V-26	1/2 ⊙ 37mm	VS-845	Negro	75	36	Cardio	K845	MH
2	V-26	1/2 ⊙ 37mm	VS-846	Negro	75	36	Cardio	K846	MH
2-0	V-26	1/2 ⊙ 37mm	VS-843	Negro	75	36	Cardio	K843	MH
7-0	CV-1	(2) 3/8 ⊙ 9mm	VS-809	Negro	45	36	Cardio	K819	BV-1 (2)
6-0	CV-11	(2) 3/8 ⊙ 13mm	VS-806	Negro	45	36	Cardio	Q706	C-1 (2)
6-0	P-10	3/8 ▽ 11mm	SS-5639	Negro	45	36	Plástica	639	P1
5-0	P-13	3/8 ▽ 13mm	SS-5640G	Negro	45	36	Plástica	640	P3
4-0	P-13	3/8 ▽ 13mm	SS-5641G	Negro	45	36	Plástica	641	P3
5-0	C-13	3/8 ▽ 19mm	SS-682	Negro	45	36	Cuticular	182	SC-20
4-0	C-13	3/8 ▽ 19mm	SS-683	Negro	45	36	Cuticular	183	SC-20
3-0	C-13	3/8 ▽ 19mm	SS-694	Negro	45	36	Cuticular	184	SC-24

STEEL

ACERO: SUTURA MONOFILAMENTO

Composición: Acero Quirúrgico Monofilamento.



Cal.	Aguja	Detalle	Steel	Color	Hebra	Box	Espec.	Acero	Aguja
6	SSC	1/2 ▲ 48mm	88862224-69	Gris	4x45	12	Cardio	M654	CCS
5	SSC	1/2 ▲ 48mm	88862224-89	Gris	4x45	12	Cardio	M653	CCS
6	KV-40	1/2 ⊙ 48mm	88862392-69	Gris	2x45	12	Cardio	M654	CCS
2	GS-12	1/2 ▽ 40mm	88862413-83	Gris	5x45	12	Cardio		
2	GS-13 ■	1/2 ▽ 48mm	88862420-83	Gris	2x45	12	Cardio	M400	LS-1
4	GS-13 ■	1/2 ▽ 48mm	88862420-09	Gris	2x45	12	Cardio	M652	CCS
5	HOS-14 ■	1/2 ▽ 55mm	88862424-89	Gris	2x75	12	Cardio	M436	CCS-1

n Sistema Rotogripp

FLEXON

ELECTRODO PARA MARCAPASOS TRANSITORIO

Composición: Acero quirúrgico Multifilamento con recubrimiento de PTFE.



Cal.	Aguja	Detalle	Flexon	Color	Hebra	Box	Espec.	Electrodo	Aguja
0	SC2 Y V20	1/2 ⊙ 26mm y 1 recta ⊙ 60mm	88862597-63	Incoloro	60	12	Cardio		
2-0	SC6 Y V20➤	1/2 ⊙ 26mm y 1 recta ▽ 88mm	88862617-53	Naranja	60	12	Cardio	EP15	SH Y SKS
2-0	SC6 Y V20➤	1/2 ⊙ 26mm y 1 recta ▽ 88mm	88862623-53	Naranja Incoloro	60	12	Cardio		

Ø Sistema Break Away

DERMALON (Azul) - MONOSOF (Negro)
NYLON: SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO

Composición: Nylon-Poliamida



Cal.	Aguja	Detalle	Monosof	Color	Hebra		Espec.	Ethilon	Aguja
6-0	C-1	3/8 ▼ 12mm	88861741-11	Azul	45	36	Plástica	P697	P1
5-0	C-1	3/8 ▼ 12mm	88861741-21	Azul	45	36	Plástica	P698	P3
4-0	C-1	3/8 ▼ 12mm	88861741-31	Azul	45	36	Plástica	P699	P3
6-0	C-12	3/8 ▼ 16mm	88861747-11	Azul	45	36	Cuticular	160	SC-16
5-0	C-13	3/8 ▼ 19mm	88861756-21	Azul	45	36	Cuticular	14501	SC-20
5-0	CT 20	3/8 ▼ 20mm	NP43350	Negro	45	24	Cuticular	14501	
4-0	C-13	3/8 ▼ 19mm	88861756-31	Azul	45	36	Cuticular	14502	SC-20
4-0	CT 20	3/8 ▼ 20mm	NP43340	Negro	45	24	Cuticular	14502	
3-0	C-13	3/8 ▼ 19mm	88861756-41	Azul	45	36	Cuticular	14503	SC-20
3-0	CT 20	3/8 ▼ 20mm	NP43330	Negro	45	24	Cuticular	14503	
4-0	C-14	3/8 ▼ 24mm	88861744-31	Azul	45	36	Cuticular	1129	SC-24
4-0	CT 25	3/8 ▼ 25mm	NP44340	Negro	45	24	Cuticular	1129	
3-0	C-14	3/8 ▼ 24mm	88861744-41	Azul	45	36	Cuticular	163	SC-24
3-0	CT 25	3/8 ▼ 25mm	NP44330	Negro	45	24	Cuticular	163	
3-0	C-14	3/8 ▼ 24mm	SN-669	Negro	75	36	Cuticular	163T	SC-24
2-0	C-15	3/8 ▼ 26mm	88861744-51	Azul	45	36	Cuticular	164	SC-26
2-0	CT 25	3/8 ▼ 25mm	NP44320	Negro	45	24	Cuticular	164	
2-0	CT 25	3/8 ▼ 25mm	NP44320E	Negro	75	24	Cuticular	164	
2-0	C-15	3/8 ▼ 26mm	SN-664	Negro	75	36	Cuticular	164T	SC-26
3-0	C-16	3/8 ▼ 30mm	88861750-41	Azul	75	36	Cuticular	1171	SC-30
3-0	CT 30	3/8 ▼ 30mm	NP45330	Negro	45	24	Cuticular	1171	
2-0	C-16	3/8 ▼ 30mm	SN-688	Negro	75	36	Cuticular	1215	SC-30
2-0	CT 30	3/8 ▼ 30mm	NP45320	Negro	45	24	Cuticular	1215	
4-0	SC-2	recta ▼ 60mm	SN-626	Negro	75	36	Cuticular	626	KS
4-0	SC-2	recta ▼ 60mm	NP69340E	Negro	75	36	Cuticular	626	KS
4-0	SC-2	recta ▼ 60mm	88861764-41	Azul	75	36	Cuticular	627	KS
3-0	SC-2	recta ▼ 60mm	NP69330E	Negro	75	24	Cuticular		
2-0	SC-2	recta ▼ 60mm	88861764-51	Azul	75	36	Cuticular	628	KS
2-0	SC-2	recta ▼ 60mm	NP69320E	Negro	75	24	Cuticular	628	KS
6-0	P-10	3/8 ▼ 11mm	SN-3697	Negro	45	12	Plástica	P697	P1
5-0	P-13	3/8 ▼ 13mm	SN-5698	Negro	45	36	Plástica	P698	P3
4-0	P-13	3/8 ▼ 13mm	SN-5699	Negro	45	36	Plástica	P699T	P3
5-0	P-11	3/8 ▼ 16mm	SN-5668	Negro	45	36	Plástica	1668	PS-3
5-0	P-12	3/8 ▼ 19mm	SN-5666	Negro	45	36	Plástica	P1666	PS-2
4-0	P-12	3/8 ▼ 19mm	SN-5667	Negro	45	36	Plástica	P1667	PS-2
3-0	P-14	3/8 ▼ 24mm	SN-5663	Negro	45	36	Plástica	P1663	PS-1
6-0	P-24	1/2 ▼ 16mm	SN-5660G	Negro	45	12	Plástica	P1660	PS-4
5-0	P-24	1/2 ▼ 16mm	SN-5661G	Negro	45	12	Plástica	P1661	PS-4
4-0	P-24	1/2 ▼ 16mm	SN-5662	Negro	45	36	Plástica	P1662	PS-4
9-0	SE-140-8 (2)	(2) 3/8 # 6mm	N-2717-K	Negro	30	12	Oftalmo	7717G	FG140-8(2)
10-0	LE-140-8 (2)	(2) 3/8 # 6mm	N-2718K	Negro	30	12	Oftalmo	7718	
10-0	MV-100-4	3/8 ⊙ 5mm	N-2530	Negro	12.5	12	Micro	W2850	BV-75-4
9-0	MV-135-5	3/8 ⊙ 6mm	N-2548	Negro	12.5	12	Micro	W2813	BV-130-4
8-0	MV-135-5	3/8 ⊙ 6mm	N-2547	Negro	12.5	12	Micro	W2808	BV-130-5

SURGIPO-SURGIPO II

POLIPROPILENO: SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO

Composición: Polipropileno



Cal.	Aguja	Detalle	Surgipro	Color	Hebra	Box	Espec.	Prolene	Aguja
2-0	GS-22	1/2 ⊙ 27mm	CP-411	Azul	75	36	C.Gral	8411	CT2
0	GS-22	1/2 ⊙ 27mm	CP-412	Azul	75	36	C.Gral	8412	CT2
0	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	CP-424	Azul	75	36	C.Gral	8424	CT-1
1	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	CP-425	Azul	75	36	C.Gral	8425	CT-1
0	GS-24	1/2 ⊙ 40mm	CP-434	Azul	75	36	C.Gral	8434	CT
1	GS-26	1/2 ⊙ 65mm	CP-824	Azul	150	24	C.Gral	8824	TP-1
8-0	MV-135-5	(2) 3/8 ⊙ 6mm	VP-900-X	Azul	45	36	Cardio	8730	BV-130-5 (2)
8-0	MV-135-5	(2) 3/8 ⊙ 6mm	VP-902-X	Azul	60	36	Cardio	8732	BV-130-5 (2)
7-0	MV-175-8	(2) 3/8 ⊙ 8mm	VP-735-X	Azul	60	36	Cardio	8735	B-V175-6
7-0	MV-175-9	(2) 3/8 ⊙ 10mm	VP-875-X	Azul	75	36	Cardio		
7-0	CV-1	(2) 3/8 ⊙ 9mm	VP-701-X	Azul	45	36	Cardio	8701	BV-1 (2)
7-0	CV-1	(2) 3/8 ⊙ 9mm	VP-702-X	Azul	60	36	Cardio	M8702	BV-1 (2)
7-0	CV-1	(2) 3/8 ⊙ 9mm	VP-713-X	Azul	75	36	Cardio	8703T	BV-1 (2)

6-0	CV-1	(2) 3/8 ♂ 9mm	VP-703-X	Azul	60	36	Cardio	M8805	BV-1 (2)
6-0	CV-1	(2) 3/8 ♂ 9mm	VP-709-X	Azul	75	36	Cardio	M8709	BV-1 (2)
7-0	CV-11	(2) 3/8 ♂ 13mm	VP-727-X	Azul	60	36	Cardio	M8727	C-1 (2)
6-0	CV-11	(2) 3/8 ♂ 13mm	VP-706-X	Azul	75	36	Cardio	M8706	C-1 (2)
5-0	CV-11	(2) 3/8 ♂ 13mm	VP-720-X	Azul	90	36	Cardio	8720	C-1 (2)
7-0	CV-1 Negra	(2) 3/8 ♂ 9mm	VP-72-X	Azul	75	36	Cardio	M8304T	BV1(2) VB
6-0	CV11 Negra	(2) 3/8 ♂ 13mm	VP-76-X	Azul	75	36	Cardio	M8306T	C1 (2) VB
5-0	CV-11 Negra	(2) 3/8 ♂ 13mm	VP-70-X	Azul	75	36	Cardio	8321H	C1 (2) VB
4-0	CV-22	(2) 1/2 ♂ 13mm	VP-204-X	Azul	60	36	Cardio	8204T	C-1 (2)
5-0	CV-22	(2) 1/2 ♂ 13mm	VP-205-X	Azul	60	36	Cardio	8205	TF (2)
5-0	CV-23	(2) 1/2 ♂ 17mm	VP-566X	Azul	60	36	Cardio	9556	RB-1 (2)
5-0	CV-23	(2) 1/2 ♂ 17mm	VP-556-X	Azul	90	36	Cardio	9556	RB-1 (2)
4-0	CV-23	(2) 1/2 ♂ 17mm	VP-557-X	Azul	90	36	Cardio	9557	RB-1 (2)
3-0	CV-23	(2) 1/2 ♂ 17mm	VP-558-X	Azul	90	36	Cardio	9558	RB-1 (2)
4-0	CV-25	(2) 1/2 ♂ 22mm	VP-761-X	Azul	90	36	Cardio	9521	SH-1 (2)
3-0	CV-25	(2) 1/2 ♂ 22mm	VP-762-X	Azul	90	36	Cardio	9522	SH-1 (2)
4-0	V-20	(2) 1/2 ♂ 26mm	VP-521-X	Azul	90	36	Cardio	8521	SH (2)
3-0	V-20	(2) 1/2 ♂ 26mm	VP-522-X	Azul	90	36	Cardio	8522	SH (2)
2-0	V-20	(2) 1/2 ♂ 26mm	VP-523	Azul	90	36	Cardio	8523	SH (2)
3-0	V-26	(2) 1/2 ♂ 37mm	VP-842-X	Azul	90	36	Cardio	8842	MH (2)
2-0	V-26	(2) 1/2 ♂ 37mm	VP-843	Azul	90	36	Cardio	8843	MH (2)
6-0	P-10	3/8 ▼ 11mm	SP-5697G	Azul	45	12	Plástica	P8697	P1
5-0	P-13	3/8 ▼ 13mm	SP-5698-G	Azul	45	12	Plástica	P8698	P3
4-0	P-12	3/8 ▼ 19mm	SP-5682	Azul	45	36	Plástica	P8682	PS2
3-0	SC-2	recta ▼ 60mm	SP-622	Azul	75	36	Cuticular	8622H	KS
2	GS-18	3/8 ▼ 77mm	3-CP-360	Azul	3X60	36	Retención	3-846	LR
5-0	CV-20	(2) 1/2 810mm	VP-755-X	Azul	60	36	Cardio		
6-0	CVF-1	(2) 3/8 8 9mm	VPF-709-X	Azul	75	36	Cardio		
7-0	CVF-1	(2) 3/8 8 9mm	VPF-713-X	Azul	75	36	Cardio		

TICRON

POLIESTER: SUTURA SINTETICA MULTIFILAMENTO

Composición: Fibra de Poliéster recubierta con Silicona



Cal.	Aguja	Detalle	Ti*Cron	Color	Hebra	Box	Espec.	Ethibond	Aguja
2-0	CV-331 (3 X 3)*	1/2 ♂ 17mm	88863273-56	Az/bla.	10x90	6	Cardio	PXX43 (#)	RB-1
2-0	CV-331 (3 X 3)*	1/2 ♂ 17mm	88863086-56	Az/bla.	8x75	6	Cardio	PXX43	RB-1
2-0	CV-316 (3 X 7)*	(2) 1/2 ♂ 20mm	88863323-56	Az/bla.	10x75	6	Cardio	KAT15	SH-1
2-0	CV-305 (3 X 7)*	1/2 ♂ 25mm	88862953-51	Blanco	90	36	Cardio		SH
2-0	CV-305 (3 X 7)*	(2) 1/2 ♂ 25mm	88863324-56	Az/bla.	10x75	6	Cardio	PXX86	SH
2-0	CV-305 (3 X 7)*	(2) 1/2 ♂ 25mm	88863336-51	Azul	90	36	Cardio	PB523	SH
2-0	Y-31 (3 X 3)*	(2) 1/2 ☒ 16mm	88863191-51	Azul	90	36	Cardio	SX54	V-5
2-0	Y-5 (3 X 7)*	(2) 1/2 ☒ 26mm	88863212-51	Azul	90	36	Cardio	PX977	V-7
2-0	CV-305	1/2 ♂ 25mm	88862914-51	Blanco	90	36	Cardio	X513	SH
2	HGS-21	1/2 ♂ 37mm	88863113-81	Azul	75	36	Traumato		
0	HGU-46	5/8 ♂ 27mm	88863386-62	Azul	45	36	Traumato		
0	KV-37	(2) 1/2 ♂ 37mm	88863092-61	Azul	75	36	Cardio	X444	V-34
2-0	CV-331	(2) 1/2 ♂ 16mm	88863087-51	Azul	75	36	Cardio		
5-0	CV-331	(2) 1/2 ♂ 16mm	88863271-21	Azul	90	36	Cardio	B556	RB-1
4-0	CV-331	(2) 1/2 ♂ 16mm	88863271-31	Azul	90	36	Cardio	B557	RB-1
3-0	CV-331	(2) 1/2 ♂ 16mm	88863271-41	Azul	90	36	Cardio	B552	RB-1
4-0	CV-316	(2) 1/2 ♂ 20mm	88863369-31	Azul	90	36	Cardio	X761H	SH-1
3-0	CV-316	(2) 1/2 ♂ 20mm	88863369-41	Azul	90	36	Cardio	BR762	SH-1
2-0	CV-316	(2) 1/2 ♂ 20mm	88863369-51	Azul	90	36	Cardio	BR763	SH-1
4-0	CV-305	(2) 1/2 ♂ 25mm	88863256-31	Azul	90	36	Cardio	B521	SH
3-0	CV-305	(2) 1/2 ♂ 25mm	88863256-41	Azul	90	36	Cardio	B522	SH
2-0	CV-305	(2) 1/2 ♂ 25mm	88863256-51	Azul	90	36	Cardio	B523	SH

0	CV-305	(2) 1/2 ⊙ 25mm	88863256-61	Azul	90	36	Cardio	B524	SH
2-0	CV-300	(2) 1/2 ⊙ 35mm	88863274-51	Azul	75	36	Cardio	X843	MH
0	CV-300	(2) 1/2 ⊙ 35mm	88863274-61	Azul	75	36	Cardio		MH
2	GS-18	(2) 3/8 ▼ 77mm	88863128-82	Azul	75	24	Retención	X496	LR
5	GS-18	(2) 3/8 ▼ 77mm	88863128-79	Azul	75	24	Retención	B499	LR
2-0	SC-250	(2)recta 254mm	88862947-53	Azul	30	36	Traumato		
0	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	88863090-61	Azul	75	36	Cardio	B424	CT-1
1	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	88863090-71	Azul	75	36	Cardio	X425	CT-1

*(material con parche)
 (#) Dif.cant.hebras

LINO

Composición- Lino Quirúrgico

Calibre	Aguja	Detalle	Surgipro	Color	Hebra	Box	Espec.
3-0 (70-80)	Sin aguja		LC830E	Blanco	10 x 75	24	Ligadura
2-0 (50-60)	Sin aguja		LC820E	Blanco	10 x 75	24	Ligadura
0 (30-40)	Sin aguja		LC810E	Blanco	10 x 75	24	Ligadura
1 (20)	Sin aguja		LC801E	Blanco	10 x 75	24	Ligadura

V-LOC™180

DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS

Composición- Poligliconato.

Resistencia Tensil: 70 días Período de Absorción: 180 días



Calibre	Aguja	Detalle	V-Loc180	Color	Hebra	Box	Espec.
3-0	P-14	3/8 ▼ 24mm	VLOCL0124	Incoloro	45cm	12	Plastica
3-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	VLOCL0624	Verde	30cm	12	Gral
3-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	VLOCL0604	Verde	15cm	12	Lap
3-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	VLOCL0804	Verde	15cm	12	Lap/Uro
3-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	VLOCL0814	Verde	30cm	12	Gral
3-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	VLOCL0824	Verde	45cm	12	Gral
0	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	VLOCL0316	Verde	30cm	12	Gral
4-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	VLOCL0803	Verde	15cm	12	Lap/Uro
0	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	VLOCL0336	Verde	45cm	12	Gral/Traumato

V-LOC™90

DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS

Composición-Glycomer 631: Ácido Glicólico, Dioxanona y Carbonato de Trimetileno

Resistencia Tensil: 30 días Período de Absorción: 90 días



Calibre	Aguja	Detalle	V-Loc90	Color	Hebra	Box	Espec.
4-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	VLOCM0603	Violeta	15cm	12	Lap
3-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	VLOCM0604	Violeta	15cm	12	Gral
2-0	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	VLOCM0305	Violeta	15cm	12	Gral
4-0	V-20	1/2 ⊙ 26mm	VLOCM0623	Violeta	45 cm	12	Gral
4-0	P-12	3/8 ▼ 19mm	VLOCM0023	Violeta	45 cm	12	Plastica
3-0	P-14	3/8 ▼ 24mm	VLOCM0124	Incoloro	45 cm	12	Plastica
3-0	CV-23	1/2 ⊙ 17mm	VLOCM0804	Violeta	15cm	12	Lap

V-LOC™PBT - NO ABSORBIBLE

DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS

Composición-Polybutester

Calibre	Aguja	Detalle	V-Loc PBT	Color	Hebra	Box	Espec.
1	GS-21	1/2 ⊙ 37mm	VLOCN0327	Azul	45cm	12	Lap

CERA PARA HUESOS



Descripción	Codigo	Color	Hebra	Box	Espec.	Cod. J&J
CERA PARA HUESOS Sobre de 2.5 Grs.	CO1000	Incoloro	NA	12	Cardio/Neuro	W31G

DETALLE DE LAS AGUJAS:

- ⊙ Punta redonda
- ▼ Punta triangular (corte reverso)
- ☒ Punta penetrante
- ⊗ Punta Taper cutting
- ▲ Punta triangular
- ⊕ Punta espatulada Premium