

# Ciudadanos para Ostomía


Catálogo de productos





# Índice

<b>SenSura® Mio</b>	5
SenSura® Mio 1 pieza	6
SenSura® Mio Convex	7
SenSura® Mio Click	8
<b>SenSura®</b>	11
SenSura® 1 pieza	12
SenSura® Convex	13
SenSura® Click	14
<b>Alterná®</b>	17
Alterná® 1 pieza	18
Alterná® 2 piezas	19
Alterná® Pediátrica	20
<b>EasiFlex®</b>	20
<b>Fístula Set</b>	21
<b>Brava® Productos complementarios</b>	23
Ajuste perfecto	24
Protección de la piel	26
Rutina óptima de cambio de dispositivo	27




Computer


SenSura Mio

**SenSura<sup>®</sup> Mio**

# Mejor adaptación, mayor confort



Adhesivo con  
mayor elasticidad



Único prefiltro  
circular



Material textil  
gris neutro

# SenSura® Mio

## Mejor adaptación. Mayor confort.

Se **adapta al contorno individual** de cada cuerpo y mantiene un **sellado seguro** sobre hernias, cicatrices y pliegues cutáneos. Se basa en un sistema de hidrocoloide flexible que proporciona la **adhesión y absorción** necesarias para lidiar con fluidos agresivos.

SenSura® Mio está diseñada en base a la BodyFit® Technology, para adaptarse a las **necesidades particulares** de cada persona y cada contorno corporal.



## 1 pieza



### Bolsa Cerrada

Código	Descripción	Unidades por caja
10871	Gris Neutro Midi Recortable 15-45 mm.	30
10881	Gris Neutro Maxi Recortable 15-45 mm.	30
10891	Transparente Maxi Recortable 15-55 mm.	30



### Bolsa Abierta

Código	Descripción	Unidades por caja
10441	Gris Neutro Midi Recortable 10-45 mm.	30
10451	Gris Neutro Midi Recortable 10-55 mm.	30
10458	Transparente Maxi Recortable 10-55 mm.	30



### Bolsa Uro

Código	Descripción	Unidades por caja
10582	Gris Neutro Midi Recortable 10-45 mm.	30
10586	Gris Neutro Midi Recortable 10-55 mm.	30

# SenSura® Mio Convex

## Convexidad sin preocupaciones

Diseñada en base a la BodyFit® Technology, SenSura® Mio Convex fue desarrollada para brindar el **balance justo entre flexibilidad y estabilidad**.

Está disponible en tres tipos de convexidad: **Soft**, **Light** y **Deep**, para que cada usuario pueda encontrar la solución que mejor se adapte a su perfil corporal.

### 1 pieza



Soft: 6 mm



#### Soft

Código	Descripción	Unidades por caja
16306	Cerrada - Maxi - Gris Neutro 10-50 mm	10
16315	Cerrada - Maxi - Transparente 10-50 mm	10
16406	Abierta - Maxi - Gris Neutro 10-50 mm	10
16415	Abierta - Maxi - Transparente 10-50 mm	10
16810	Uro - Maxi - Transparente 10-50 mm	10



Light: 6 mm



#### Light

Código	Descripción	Unidades por caja
16326	Cerrada - Maxi - Gris Neutro 15-33 mm	10
16332	Cerrada - Maxi - Gris Neutro 10-43 mm	10
16335	Cerrada - Maxi - Transparente 10-43 mm	10
16426	Abierta - Maxi - Gris Neutro 15-33 mm	10
16435	Abierta - Maxi - Transparente 10-43 mm	10
16436	Abierta - Maxi - Gris Neutro 10-43 mm	10
16837	Uro - Maxi - Transparente 10-43 mm	10



Deep: 9 mm



#### Deep

Código	Descripción	Unidades por caja
16346	Cerrada - Maxi - Gris Neutro 15-33 mm	10
16352	Cerrada - Maxi - Gris Neutro 10-43 mm	10
16355	Cerrada - Maxi - Transparente 10-43 mm	10
16446	Abierta - Maxi - Gris Neutro 15-33 mm	10
16455	Abierta - Maxi - Transparente 10-43 mm	10
16456	Abierta - Maxi - Gris Neutro 10-43 mm	10
16867	Uro - Maxi - Transparente 10-43 mm	10

# SenSura® Mio Click

El nuevo sistema Click fue especialmente diseñado para **facilitar el manejo de 2 piezas y brindar mayor seguridad** al mismo tiempo. El aro de seguridad tiene un diseño ondeado que garantiza mayor flexibilidad en los discos.



## 2 piezas

### Disco Plano



Código	Descripción	Unidades por caja
10502	Recortable 10-35mm Ø 40	5
10512	Recortable 10-45mm Ø 50	5
10522	Recortable 10-55mm Ø 60	5
10531	Recortable 10-65mm Ø 70	5

### Disco Convex Light



Código	Descripción	Unidades por caja
16901	Acople Ø 40	5
16911	Acople Ø 50	5
16921	Acople Ø 60	5
16931	Acople Ø 70	5

### Disco Convex Deep



Código	Descripción	Unidades por caja
16941	Acople Ø 40	5
16951	Acople Ø 50	5
16961	Acople Ø 60	5
16971	Acople Ø 70	5

# SenSura® Mio Click

SenSura® Mio click posee un **sistema audible** que con un Click confirma que la bolsa se encuentre sujeta al disco correctamente.

El botón de bloqueo/desbloqueo ahora se encuentra ubicado frente al abdomen, por lo que está protegido y no se abre involuntariamente.

## 2 piezas

### Bolsa Cerrada



Código	Descripción	Unidades por caja
11401	Gris Neutro Midi - Aro 40 mm	30
11402	Gris Neutro Maxi - Aro 40 mm	30
11403	Transparente Maxi - Aro 40 mm	30
11421	Gris Neutro Midi - Aro 60 mm	30
11422	Gris Neutro Maxi - Aro 60 mm	30
11423	Transparente Maxi - Aro 60 mm	30
11425	Gris Neutro Maxi - Aro 70 mm	30
11426	Transparente Maxi - Aro 70 mm	30

### Bolsa Abierta



Código	Descripción	Unidades por caja
11431	Gris Neutro Midi - Aro 40 mm	30
11432	Gris Neutro Maxi - Aro 40 mm	30
11433	Transparente Maxi - Aro 40 mm	30
11451	Gris Neutro Midi - Aro 60 mm	30
11452	Gris Neutro Maxi - Aro 60 mm	30
11453	Transparente Maxi - Aro 60 mm	30
11456	Gris Neutro Maxi - Aro 70 mm	30
11457	Transparente Maxi - Aro 70 mm	30

### Bolsa Uro



Código	Descripción	Unidades por caja
11491	Gris Neutro Maxi - Aro 40 mm	30
11492	Transparente Maxi - Aro 40 mm	30
11497	Gris Neutro Maxi - Aro 50 mm	30
11498	Transparente Maxi - Aro 50 mm	30



MAX ✂

76mm

55

45

35

25

20

30

40

50

60

Gold


# Adhesivo doble capa



Adhesivo  
doble capa



Cierre  
Hide-away®



Tela no tejida  
resistente

## Adhesivo doble capa

Los dispositivos de SenSura® de 1 pieza ofrecen máxima **seguridad y discreción**. La capa de protección **absorbe el exceso de humedad**, mientras que la capa de seguridad **protege la piel** del contacto con efluentes.

Para cambiar la bolsa, se debe retirar y reemplazar el dispositivo completo. Aún con cambios frecuentes, el retiro indoloro del adhesivo no deja marcas en la piel y minimiza los riesgos de traumatismos mecánicos.



### Bolsa Cerrada

Código	Descripción	Unidades por caja
15450	Opaca Midi Recortable 10-66 mm	30
15480	Opaca Maxi Recortable 10-76 mm	30
15470	Transparente Maxi Recortable 10-76 mm	30



### Bolsa Abierta

Código	Descripción	Unidades por caja
15541	Transparente Midi recortable 10-66 mm	30
15550	Opaca Midi Recortable 10-66 mm	30
15580	Opaca Maxi Recortable 10-76 mm	30
15570	Transparente Maxi Recortable 10-76 mm	30



### Bolsa Uro

Código	Descripción	Unidades por caja
11802	Opaca Maxi 10-76 mm	20
11804	Transparente Maxi 10-76 mm	20

# SenSura®

Al igual que todos los productos SenSura®, nuestra solución **Convex Light** tiene adhesivo de Doble Capa. Su **convexidad intermedia** es una solución para una amplia variedad de perfiles corporales, como ostomas retraídos, áreas periestomales con pliegues o simplemente que requieran seguridad extra.

El disco convexo genera una leve presión en el área periestomal, que ayuda a que el ostoma sobresalga. De esta manera reduce el riesgo de fuga. SenSura® Convex Light está disponible en dispositivos de 1 y 2 piezas.



## Bolsa Convex Light

Código	Descripción	Unids. por caja
15408	Cerrada Opaca Maxi Recort. 15-43 mm	10
15509	Abierta Opaca Maxi Recort. 15-43 mm	10
15406	Cerrada Transparente Maxi Recort. 15-43 mm	10
15206	Abierta Transparente Maxi Recort. 15-43 mm	10
11815	URO Transparente Maxi Recort. 15-43 mm	10

SenSura® Post-op mejora el manejo y acceso al ostoma. Puede utilizarse en **ostomas de gran tamaño y fístulas pequeñas** por su amplia superficie de recorte.

Brinda comodidad para la inspección del ostoma en el período postoperatorio.



## SenSura® PostOp

Código	Descripción	Unidades por caja
19021	Con ventana 100mm	6
19030	Sin ventana 70mm	6

# SenSura® Click

## Acople mecánico con seguridad extra

SenSura® Click es un dispositivo de 2 piezas que cuenta con un sistema de acople mecánico con **seguridad extra para mayor tranquilidad** del usuario.

SenSura® Click está disponible en discos planos y convexos.



### Disco Plano

Código	Descripción	Unidades por caja
10015	Xpro Recortable 10-35 mm Ø 40	5
10035	Xpro Recortable 10-55 mm Ø 60	5
10045	Xpro Recortable 10-65 mm Ø 70	5



### Disco Convex Light

Código	Descripción	Unidades por caja
11015	Xpro Recortable 15-23 mm Ø 40	5
11035	Xpro Recortable 15-43 mm Ø 60	5
11045	Xpro Recprtable 15-53 mm Ø 70	5

El sistema de dos piezas posee un aro de ajuste audible que indica que la bolsa se ha colocado correctamente y de forma segura al disco.

## SenSura® Click

Los dispositivos de **2 piezas** SenSura® Click permiten cambiar la bolsa con mayor frecuencia que el disco adhesivo.

La bolsa puede ser colocada en cualquier posición, sin necesidad de separarla del disco.



### Bolsa Cerrada

Código	Descripción	Unidades por caja
10154	Opaca Midi - Aro de 40 mm	30
10156	Opaca Midi - Aro de 60 mm	30
10164	Opaca Maxi - Aro de 40 mm	30
10166	Opaca Maxi - Aro de 60 mm	30
10167	Opaca Maxi - Aro de 70 mm	30
10184	Transparente Maxi - Aro de 40 mm	30
10186	Transparente Maxi - Aro de 60 mm	30
10187	Transparente Maxi - Aro de 70 mm	30



### Bolsa Abierta

Código	Descripción	Unidades por caja
10354	Opaca Midi - Aro de 40 mm	30
10356	Opaca Midi - Aro de 60 mm	30
10364	Opaca Maxi - Aro de 40 mm	30
10366	Opaca Maxi - Aro de 60 mm	30
10367	Opaca Maxi - Aro de 70 mm	30
10384	Transparente Maxi - Aro de 40 mm	30
10386	Transparente Maxi - Aro de 60 mm	30
10387	Transparente Maxi - Aro de 70 mm	30



### Bolsa Uro

Código	Descripción	Unidades por caja
11844	Opaca Maxi - Aro de 40 mm	30
11846	Opaca Maxi - Aro de 60 mm	30
11854	Transparente Maxi - Aro de 40 mm	30
11856	Transparente Maxi - Aro de 60 mm	30



# Adhesivo en espiral



Tela batida  
no tejida



Adhesivo  
SwissRoll®

## Adhesivo en espiral SwissRoll®

Por su fino perfil, los dispositivos Alterna de 1 pieza son discretos y garantizan la integridad de la piel periestomal gracias al **adhesivo de estructura en espiral**, que “alterna” dos tipos de adhesivos sobre la piel en cada cambio.

Su tela suave y filtro eficaz hacen al dispositivo aún más discreto.

### 1 pieza



#### Bolsa Cerrada

Código	Descripción	Unidades por caja
5687	Transparente Maxi Recortable 10-70 mm	30
12580/5787	Opaca Maxi Recortable 10-70 mm	30



#### Bolsa Abierta

Código	Descripción	Unidades por caja
5985	Transparente Maxi Recortable 10-70 mm	30
12490/5885	Opaca Maxi Recortable 10-70 mm	30



#### Bolsa Uro

Código	Descripción	Unidades por caja
5585	Transparente Maxi Recortable 10-55 mm	20



#### Bolsa Convexa

Código	Descripción	Unidades por caja
12573	Cerrada Opaca Recortable 15-43 mm	10
46938	Abierta Transparente Recortable 15-43 mm	10
12596	URO Transparente Recortable 15-43 mm	10

# Alterna®

Los dispositivos de Alterna® de 2 piezas ofrecen **acople mecánico con aro de ajuste**.

Cuando el sistema está cerrado, la bolsa queda sujeta al disco de manera segura sin necesidad de hacer presión sobre el abdomen en la colocación.

## 2 piezas

### Bolsa Cerrada



Código	Descripción	Unidades por caja
1688	Transparente Maxi - Aro 60 mm	15
1681	Opaca Maxi - Aro 40 mm	15
1683	Opaca Maxi - Aro 60 mm	15

### Bolsa Abierta



Código	Descripción	Unidades por caja
1696	Transparente Maxi - Aro 40 mm	15
1698	Transparente Maxi - Aro 60 mm	15
1691	Opaca Maxi - Aro 40 mm	15
1693	Opaca Maxi - Aro 60 mm	15

### Bolsa Uro



Código	Descripción	Unidades por caja
1751	Transparente Midi - Aro 40 mm	15
1757	Transparente Maxi - Aro 40 mm	15
1759	Transparente Maxi - Aro 60 mm	15
1754	Opaca Maxi - Aro 40 mm	15
1756	Opaca Maxi - Aro 60 mm	15

### Disco Plano



Código	Descripción	Unidades por caja
13171	Curagard Recortable 10-35 mm Ø 40	5
13191	Curagard Recortable 10-55 mm Ø 60	5
2831	Extra Recortable 10-35 mm Ø 40	5
2833	Extra Recortable 10-55 mm Ø 60	5

### Disco Convexos



Código	Descripción	Unidades por caja
46769	Recortable 15-43 mm Ø 60	5

# Alterna® Pediátrica

Se trata de una línea diseñada especialmente para el manejo de ostomías en pacientes pediátricos. Alterna® Pediátrica permite que los niños continúen con su vida activa.

Su adhesivo en espiral Swiss Roll® es **amigable con la piel de niños y bebés** y está disponible en 1 y 2 piezas.



## 1 pieza

Código	Descripción	Unidades por caja
8002	Abierta Transparente Recortable 10-35 mm	30
8006	Cerrada Transparente Recortable 10-35 mm	30
8009	URO Transparente Recortable 10-35 mm	20



## 2 piezas

Código	Descripción	Unidades por caja
1790	Disco Recortable 10-35 mm Ø 40	5
1782	Bolsa Abierta Transparente - Aro 40 mm	30
1786	Bolsa Cerrada Transparente - Aro 40 mm	30
1798	Bolsa URO Transparente - Aro 40 mm	20

# Easiflex®

## Acople adhesivo UniTach® para neonatales

Easiflex® es un dispositivo de 2 piezas con acople adhesivo UniTach®. Al igual que el disco se adhiere a la piel, la bolsa se adhiere al disco, esto facilita la aplicación de la bolsa y también su remoción.

Es un sistema que **aporta flexibilidad y protección para la piel**, ambas propiedades fundamentales en el cuidado de las ostomías pediátricas.



## Neo Natal

Código	Descripción	Unidades por caja
14308	Disco Adhesivo Recortable 0-25 mm	10
14682	Bolsa Transparente - Aro 25 mm	30
14692	Bolsa con Diseños - Aro 25 mm	30

## Fístula Set

### Sistema de manejo para Fístulas

**Solución de recolección** completa con válvula de vaciado y puerto de drenaje.

Permite un fácil acceso a la herida, con ventana de inspección y anillo inflable. Adhesivo de dos capas y larga duración que provee protección para la piel. Provee confort a los pacientes, facilita el tratamiento y optimiza el tiempo de los profesionales.



#### Fístula Set

Código	Descripción	Unidades por caja
14050	Mini 104 a 159 mm	6
14060	Midi 156 a 228 mm	3
14070	Maxi 208 a 297 mm	3

#### Accesorios del Fístula Set

Código	Descripción	Unidades por caja
14021	Ventana Mini	10
14031	Ventana Midi	10
14041	Ventana Maxi	10
14010	Bolsa de Drenaje de cama 2000 ml	10
14015	Puerto de Drenaje (18FR-30FR)	12





Coloplast

Brava<sup>™</sup>  
Barrier Cream  
Moisturizing relief  
Coloplast

Brava<sup>™</sup>  
Skin Barrier Wipe  
Slings Free  
Coloplast

Brava<sup>™</sup>  
Protective Sheet  
Slings Free  
Coloplast

Brava<sup>™</sup>  
Adhesive Ring  
Slings Free  
Coloplast

Brava<sup>™</sup>  
Adhesive Remover Spray  
Slings Free  
Coloplast

Brava<sup>™</sup>  
Adhesive Remover Spray  
Slings Free  
Coloplast

Brava<sup>™</sup>  
Adhesive Ring  
Slings Free  
Coloplast

Brava<sup>™</sup>  
Mouldable Adhesive Ring  
Durable seal 2.0mm  
Coloplast

Brava<sup>™</sup>  
Mouldable Adhesive Ring  
Durable seal 2.0mm  
Coloplast

Coloplast

Brava<sup>™</sup>  
Skin Barrier Spray  
Slings Free  
90 ml  
Coloplast

Coloplast

Brava<sup>™</sup>  
Adhesive Remover Spray  
Slings Free  
Coloplast

# Productos complementarios



Ajuste perfecto



Protección de la piel



Rutina óptima de cambio de dispositivo

# Brava®

Los Productos Complementarios juegan un papel muy importante en el cuidado de las ostomías. Cada ostomizado tiene **necesidades particulares y un perfil corporal diferente**.

Coloplast® ofrece un amplio porfolio de productos para brindar soluciones personalizadas que se adapten al estilo de vida de cada ostomizado.

## Ajuste perfecto

### Brava® Anillo Moldeable



Código	Descripción	Unidades por caja
120307	Brava® Anillo Moldeable 2.0 mm	10
120427	Brava® Anillo Moldeable 4.2 mm	10

Garantiza un sellado eficaz y duradero alrededor del ostoma. Se moldea fácilmente humedeciendo los dedos para que se adapte a las irregularidades del cuerpo.

### Brava® Adhesivo Elástico



Código	Descripción	Unidades por caja
12070	Brava® Adhesivo Elástico	20
12072	Brava® Adhesivo Elástico Belt	20

Brinda mayor superficie de adhesividad y mantiene el dispositivo fijo, lo que contribuye a dar una mayor sensación de seguridad al usuario. Además, sus bordes biselados evitan que los bordes del dispositivo se despeguen o enrollen.

### Brava® Pasta Moldeable



Código	Descripción	Unidades por caja
26555	Brava® Pasta Moldeable - Tiras	10

Se adapta y sella la zona periestomal protegiéndola de agentes agresores externos. Es más fácil de moldear humedeciendo los dedos, aplicándola en cavidades y pliegues. No contiene alcohol por lo que no arde.



## Brava® Pasta

Código	Descripción	Unidades por caja
12050	Brava® Pasta sin Alcohol	1

Crema un sellado alrededor del ostoma y protege la piel. Está indicada para pieles irritadas ya que no genera ardor. Debe aplicarse en arrugas y pliegues para un ajuste perfecto entre el ostoma y el dispositivo. También puede aplicarse directamente sobre el dispositivo.



## Pasta Coloplast

Código	Descripción	Unidades por caja
2650	Pasta Coloplast	1

## Brava® Cinturón



Código	Descripción	Unidades por caja
0423	Cinturón Mio	10
0421	Cinturón ajustable (Sensura® y Alterna®)	10

Proporciona seguridad extra ayudando a mantener el dispositivo en su lugar. Brinda mayor seguridad y confort para ostomizados que realizan actividad física o que tienen abdomen voluminoso. Es suave, elástico, cómodo, fácil de utilizar y se ajusta a la medida necesaria.

## Protección de la piel



### Brava® Protector de Piel

Código	Descripción	Unidades por caja
120215	Brava® Protector de Piel - Toallitas	30
120205	Brava® Protector de Piel - Spray	1

Crema una fina capa protectora sobre la piel que previene el daño que pueda provocar el contacto con efluentes. Su composición es a base de silicona, por lo que no afecta la adhesividad del dispositivo.

### Brava® Crema Barrera



Código	Descripción	Unidades por caja
12000	Brava® Crema Barrera	1

Está indicada para hidratar la piel seca e irritada. Su composición libre de alcohol, perfumes y parabenos la hace ideal para tratar pieles con lesiones leves. Su efecto hidratante genera una barrera que preserva la piel.



### Brava® Polvo Cicatrizante

Código	Descripción	Unidades por caja
19075	Brava® Polvo para Ostomía	1

Mantiene la piel periestomal seca y reduce la irritación. Excelente absorción de exudados y descargas. Se debe aplicar una fina capa antes de la pasta y dispositivo.

### Brava® Placa Protectora



Código	Descripción	Unidades por caja
3 2105	Brava® Placa Protectora 10x10 cm	10

Es un apósito autoadhesivo, protege y absorbe la humedad de la piel en áreas expuestas al riesgo de secreciones o que ya han sido afectadas. Puede recortarse. Se puede aplicar dispositivo sobre la placa.

## Rutina óptima de cambio de dispositivo



### Brava® Removedor de Adhesivo

Código	Descripción	Unidades por caja
120115	Brava® Removedor de Adhesivo - Toallitas	30
120105	Brava® Removedor de Adhesivo - Spray	1

Diseñado especialmente para facilitar la remoción de todo tipo de adhesivos. Tiene base de silicona, no contiene alcohol y actúa rápidamente. Se recomienda su uso en cada extracción de bolsa o cualquier tipo de adhesivo.

### Brava® Limpiador de piel



Código	Descripción	Unidades por caja
12080	Brava® Limpiador de piel	15

Indicadas para limpiar la zona periestomal en cada cambio de dispositivo. Brava® Limpiador de Piel no contiene aceites, alcohol, perfumes ni parabenos, por lo que son ideales para mantener la piel saludable y aliviar cualquier sensación de ardor o irritación. Su PH es neutro y no afectan la adhesividad del dispositivo.



### Brava® Desodorante Lubricante

Código	Descripción	Unidades por caja
120600	Brava® Desodorante lubricante - Sachet	20
12061	Brava® Desodorante lubricante - 240 ml	1

Neutraliza los olores y por su consistencia oleosa ayuda a asegurar que el contenido de la bolsa se deslice hacia el fondo del dispositivo y no permanezca alrededor del ostoma. Es recomendado su uso en ostomía antes de aplicar cada dispositivo.

Coloplast desarrolla productos y servicios que hacen la vida más fácil para personas con condiciones de salud verdaderamente privadas y personales.

El hecho de trabajar de manera cercana con nuestros usuarios nos permite crear soluciones que respondan a sus necesidades especiales. A esto lo denominamos “cuidado íntimo de la salud”.

Nuestro negocio incluye: Cuidado de Ostorías, Cuidados para Incontinencia y Cuidados para Heridas. Operamos a nivel global y contamos con aproximadamente 12.000 empleados.



Asesoramiento Gratuito

**0800 777 7008**

Cualquier consulta o sugerencia comuníquese con nosotros.  
**¡Estamos para asesorarlo!**

[www.coloplast.com.ar](http://www.coloplast.com.ar)

 /ColoplastAR