

Soluciones en Incontinencia

Catálogo de productos



Indice

Soluciones para la incontinencia urinaria

SpeediCath® Flex 4

SpeediCath® Compact Set Femenino 5
SpeediCath® Compact Set Masculino

SpeediCath® Compact Female 6
SpeediCath® Compact Plus
SpeediCath® Compact Male

SpeediCath® 7
SpeediCath® Tiemann

Conveen® Optima 8
Conveen® Security+

Conveen® Bolsa de cama 9
Conveen® Security+ *Bolsa de pierna*
Conveen® Prep

Soluciones para la incontinencia fecal

Peristeen® Adulto 11

Peristeen® Pediátrico 12
Peristeen® Anal Plug

A woman with dark hair tied back, wearing a white sleeveless top, is shown in a workshop or laboratory setting. She is looking towards the camera with a slight smile. She is holding a large, curved, metallic object, possibly a prosthetic or a medical device, which is the focus of her work. On her left shoulder, there is a tattoo of a sun with rays and the text "Skill & Fide" below it. The background is blurred, showing various pieces of equipment and a person in the distance.

Soluciones para la
Incontinencia urinaria



Presentando el nuevo catéter suave y fácil de usar para hombres



Higiénico


Su agarre suave hace que sea fácil guiar la punta dentro de la uretra sin tocarla. La funda seca permite que el catéter pueda ser insertado sin toque.

Flexible

La punta redondeada es flexible permitiendo una guía fácil a través de las curvas y dobleces de la uretra, mientras que el catéter blando asegura un fácil manejo y un ingreso suave.

Privado

Para una eliminación y un manejo más ordenado, discreto e higiénico, SpeediCath® Flex se puede volver a cerrar, y posee características no médicas y un práctico envase.



SpeediCath® Flex

Código	Descripción	Longitud de sonda	Unids. x caja
28920	Masculina CH 10/3.3 mm	Longitud 44 cm.	30
28922	Masculina CH 12/4.0 mm	Longitud 44 cm.	30
28924	Masculina CH 14/4.7 mm	Longitud 44 cm.	30

SpeediCath® Compact Set para una cateterización diaria más sencilla

Solución todo en uno: catéter compacto con bolsa recolectora de orina integrada

- Simple e intuitivo para el uso diario dentro y fuera del hogar.
- Permite visualizar la cantidad de líquido recolectada.
- Fácil control durante su inserción.
- Bolsa recolectora de orina de 750 ml
- Libre de PVC y ftalatos.
- Recubrimiento hidrofílico único para un uso instantáneo.



Disponible para hombres y mujeres



SpeediCath® Compact Set Femenino

Código	Descripción / Longitud de sonda	Unids. x caja
28520	Femenino CH10. Longitud 9 cm.	20
28522	Femenino CH12. Longitud 9 cm.	20
28524	Femenino CH14. Longitud 9 cm.	20



SpeediCath® Compact Set Masculino

Código	Descripción / Longitud de sonda	Unids. x caja
28422	Masculino CH12/18. Longitud 30 cm.	20

SpeediCath® Compact una revolución en el diseño del catéter

Speedicath Compact® Female, Speedicath® Compact Plus y Speedicath® Compact Male, diseñados exclusivamente para adaptarse a la anatomía de la mujer y del hombre.

SpeediCath® Compact Female

Con una sonda lubricada de 7 cm de largo es ideal para niñas, recién nacidas y en la primera etapa escolar. Garantiza una cateterización segura para las niñas y sencilla para las mamás.

SpeediCath® Compact Plus

Posee una sonda lubricada de 9 cm de largo, brinda la mayor discreción para mujeres adolescentes y adultas, permite un agarre seguro que facilita la introducción y disminuye los riesgos en el tracto urinario.

SpeediCath® Compact Male

Posee una sonda lubricada de 30 cm de largo, brinda la mayor discreción para hombres y puede conectarse a todas las bolsas recolectoras de orina estándar.



SpeediCath® Compact Female

Código	Descripción / Longitud de sonda	Unids. x caja
28576	Pedriátrica CH6. Longitud 7 cm.	30
28578	Pedriátrica CH8. Longitud 7 cm.	30

SpeediCath® Compact Plus

Código	Descripción / Longitud de sonda	Unids. x caja
28810	Femenina CH10. Longitud 9 cm.	30
28812	Femenina CH12. Longitud 9 cm.	30
28814	Femenina CH14. Longitud 9 cm.	30

SpeediCath® Compact Male

Código	Descripción / Longitud de sonda	Unids. x caja
28692	Masculina CH12/18. Longitud 30 cm.	30

Seguro

Libre de PVC y ftalatos. Cuentan con una lubricación innovadora que minimiza el riesgo de daño en el tracto urinario.

Discreto

Posee un diseño más pequeño que los catéteres regulares y una apariencia no médica.

Higiénico

Permite una inserción sin toque.

Rápido

Las sondas pre lubricadas están inmediatamente listas para usar.

Catéter hidrofílico lubricado inmerso en solución salina estéril listo para usar

La familia de Speedicath® es una línea innovadora de catéteres hidrofílicos lubricados, de un solo uso para cateterismo intermitente limpio.

Speedicath® es un catéter recubierto hidrofílico sin PVC. Se presenta inmerso en solución salina estéril, de modo que está listo para su uso inmediato al abrir el envase. No necesita agregar agua ni lubricante.

- Catéter hidrofílico lubricado
- Listo para usar
- 100% libre de PVC y ftalatos
- Reduce el riesgo de infecciones urinarias
- Flexibilidad optimizada



Código	Descripción	Unids. x caja
28408	Masculino CH8. Longitud 40 cm.	30
28410	Masculino CH10. Longitud 40 cm.	30
28412	Masculino CH12. Longitud 40 cm.	30
28414	Masculino CH14. Longitud 40 cm.	30

Código	Descripción	Unids. x caja
28508	Femenino CH8. Longitud 20 cm.	30
28510	Femenino CH10. Longitud 20 cm.	30
28512	Femenino CH12. Longitud 20 cm.	30

Código	Descripción	Unids. x caja
28606	Pediátrico CH6. Longitud 30 cm.	30
28608	Pediátrico CH8. Longitud 30 cm.	30

Código	Descripción	Unids. x caja
28706	Neonatal CH6. Longitud 20 cm.	30
28708	Neonatal CH8. Longitud 20 cm.	30

Speedicath® Tiemann

Catéter con punta ligeramente curva que es utilizado para facilitar la introducción en la uretra de pacientes con patologías prostáticas o de vaciado dificultoso por uretra estrecha.



Código	Descripción	Unids. x caja
28490	Masculino CH10. Longitud 40 cm.	30
28492	Masculino CH12. Longitud 40 cm.	30

Conveen® Optima

Conveen® Optima es el **colector de silicona de alto rendimiento** diseñado para mantenerte seco en cualquier situación.

Colector Urinario

- Producto diseñado para drenaje urinario masculino en combinación con una bolsa colectora de orina.
- Es un dispositivo de 100% silicona, no invasivo, de un solo uso y no estéril.
- Puede utilizarlo hasta por 24 horas.
- Indicado para usuarios ambulatorios y en silla de ruedas.



Colector Auto-adhesivo Versión Standard

Código	Diámetro	Unids. x caja
22025	25 mm.	30
22030	30 mm.	30
22035	35 mm.	30
22040	40 mm.	30



Colector Auto-adhesivo Versión Shorter

Código	Diámetro	Unids. x caja
22121	21 mm.	30
22125	25 mm.	30
22130	30 mm.	30
22135	35 mm.	30

Conveen®

Conveen® Security + Colectores Urinarios

Línea de colectores masculinos libre de látex, para la incontinencia urinaria. Están fabricados con material antialérgico y las presentaciones son:



1 pieza
autoadhesiva



2 piezas
tira de hidrocoloide
doble faz, para su
fijación.

Sistema de 1 pieza

Código	Diámetro	Unids. x caja
5230	30 mm.	30
5235	35 mm.	30

Sistema de 2 piezas

Código	Diámetro	Unids. x caja
5025	25 mm.	30
5030	30 mm.	30
5035	35 mm.	30

• Ambos colectores incluyen pico antiacodamiento que asegura el flujo de orina hacia la bolsa, aún doblado a 90°.

• Tiempo de uso recomendado: 24 horas.

Conveen® Bolsa de Cama

Ideal para ser usada durante la noche o en viajes de larga distancia, ya que posee una capacidad de 1500 ml. Puede usarse con soporte de cama o cintas ajustables a la pierna.

- Válvula de desagote inferior que no permite fugas.
- Cierre especial que permite manejarla con una sola mano.
- Permite la toma de muestras estériles.
- Válvula anti-reflujo, con indicador de volumen.
- Tubo suave antiacomodamiento con conector universal.
- Doble sellado para mayor seguridad.



Código	Descripción	Unids. x caja
05063	Bolsa de Cama: <i>Capacidad 1500 ml. Estéril</i>	10
5070	Soporte de cama	10

Conveen® Security + Bolsa de Pierna

Fabricada con material de alta calidad, proporciona total discreción para el usuario.

Se presenta dividida en dos bolsillos donde la orina se distribuye proporcionalmente aplanando el perfil de la bolsa para una mayor discreción.

- Válvula de desagote inferior que no permite fugas.
- Cierre especial que permite manejarla con una sola mano.
- Válvula antirreflujo, con indicador de volumen.
- Tubo suave antiacomodamiento con conector universal.
- Doble sellado para mayor seguridad.
- Material no tejido y suave que protege la piel.



Código	Descripción	Unids. x caja
05161	Bolsa de Cama: <i>Capacidad 500 ml. Estéril</i>	10
05050	Cinta ajustable de pierna	10

Conveen® Prep



Código	Descripción	Unids. x caja
62042	Toallita de protección de la piel y potenciadora de adhesivo.	54



*Soluciones para la
Incontinencia fecal*

Peristeen® es el Irrigador Anal que ayuda a controlar la incontinencia fecal y el estreñimiento crónico

La **irrigación transanal (ITA)** es una técnica de **vaciamiento intestinal** muy eficaz que si se lleva a cabo cada día o día por medio, **podrá permanecer continente hasta por 48 horas** mejorando su confianza y calidad de vida ya que **le ofrece la libertad de decidir cuándo y dónde vaciar su intestino**.

Puede utilizarse en adultos o niños mayores a 3 años de edad.


Existe un tamaño más pequeño de catéter para niños o también para ser utilizado en adultos si el tamaño se considera más adecuado que el catéter regular.

La irrigación regular de su intestino con agua, utilizando Peristeen® es eficaz y eficiente. Aquí vemos cómo funciona:



- El catéter insertado tiene un balón que crea un sello cuando es inflado dentro del recto.

- Una vez que el sello se ha creado, el agua puede ser bombeada a los intestinos.



- Esto provoca que las heces se suavicen, además de instigar las contracciones peristálticas (movimientos) del intestino, empujando las heces hacia el recto.
- Después de retirar el catéter, el agua y las heces son expulsados por el recto.

El sistema Peristeen® está diseñado para ser fácil de manejar.



Peristeen® Adultos

Código	Descripción	Unids. x caja
29121	Sist. de irrigación anal 1 Unidad de control 2 Catéteres rectales 1 Bolsa 1 Elástico de pierna	1 unid.
29122	Unidad Accesorio 15 Catéteres rectales 1 Bolsa	1 unid.
29124	Elásticos para pierna	10 unids.
29125	Tubos (ITA)	2 unids.



Peristeen® Pediátrico

Código	Descripción	Unids. x caja
29126	Sist. de irrigación anal 1 Unidad de control 2 Catéteres rectales 1 Bolsa 1 Elástico de pierna	1 unid.
29127	Unidad Accesorio 15 Catéteres rectales 1 Bolsa	1 unid.
29124	Elásticos para pierna	10 unids.
29125	Tubos (ITA)	2 unids.



Peristeen® Anal Plug

Peristeen® Anal Plug es un dispositivo oclusivo del tamaño de un supositorio

Cuando se introduce en el recto, se expande y funciona como barrera efectiva para las heces otorgando seguridad y confort para el usuario. Cada caja incluye un tubo de gel lubricante.

- Máxima discreción y seguridad.
- Indicado para la incontinencia fecal, heces sólidas o semisólidas.
- Fácil inserción y remoción.
- Actúa como barrera efectiva.

Código	Descripción	Unids. x caja
014500	Pequeño Su tamaño es de 12 mm. y largo 26 mm. y se expande a su formato final alcanzando los 37 mm.	20
014510	Grande Su tamaño es de 13 mm. y largo 26 mm. y se expande a su formato final alcanzando los 45 mm.	20





Coloplast desarrolla productos y servicios para facilitar la vida de aquellas personas con condiciones médicas verdaderamente personales y privadas. El hecho de trabajar de forma muy cercana con personas que utilizan nuestros productos, nos permite crear soluciones sensibles a las necesidades que los usuarios afrontan. A estas necesidades, las denominamos necesidades especiales en el cuidado de la salud.

Nuestro negocio incluye: Cuidado de Ostomías, Urología, Cuidado para Incontinencia y Cuidado de Heridas. Trabajamos a nivel global y contamos con 10.000 empleados.

Asesoramiento Gratuito
0800 777 7008

Cuidado para Ostomías
Cuidado para Incontinencia
Cuidado en Heridas



Coloplast de Argentina S.A.
Boulevard 547 Piso 8
C1106ABG Buenos Aires
Teléfono: (011) 3985-5900

 www.coloplast.com.ar
 /ColoplastAR