



*Ofreciendo todas las herramientas
a la medicina*

📍 info@insumed.com.ar 📞 (0280) 4431118/4423723 🌐 www.insumed.com.ar **f** Insumed **ig** @insumedsr

Medtronic **B|BRAUN** **Boston Scientific** **Coloplast** **Covidex** **NUTRICIA** **mindray** **SILMAG**

COLCHONES DINÁMICOS

- Sistema de rotación de aire, diseñado para la prevención de úlceras y escaras en pacientes de alto riesgo según escala Norton y para mitigar las úlceras por presión
 - Celdas microperforadas, intercambiables e independientes, de alta resistencia, cerradas mediante sistema hermético, divididas por columnas
 - Unidad de control analógico y digital
- Válvula de emergencia CPR, colocada en la zona superior del colchón. En caso de emergencia permite desinflar el colchón en 10 segundos
- Alarma visual y acústica de baja presión y de fallo eléctrico, con opción de silenciado
- Terapias: Alterna, Estática, Pulsada y Rotatoria (una o más dependiendo el colchón)
- Modos: Max Firm, Fowler y Low Air Loss (una o más dependiendo el colchón)

COLCHONES DE ESPUMA

- Colchones para camas hospitalarias tricapa, doble capa y bariátricos
- Capa inferior y media hecha de espuma de poliuretano.
- Alta porosidad, que permite una alta ventilación e higiene, evitando la humedad y la maceración
- Capa superior hecha de espuma viscolástica termo sensible, la cual, en contacto con el cuerpo, se vuelve más suave, manteniendo el soporte y dotando de un excelente nivel de confort
- Anchos disponibles: 80/85/90/100/105/120 cm.
 - Longitudes disponibles: 180/190/200 cm.
 - Altura de base: a partir de 14cm.

STRATUS TURN



STRATUS 3.9/7.1/9.1



FAMILIA DENSITY 150/400/450/850/900



COMPLEMENTOS

- Contamos con fundas y núcleos para complementar los colchones.
- Los colchones pueden realizarse para cualquier cama y tamaño.



info@insumed.com.ar  (0280) 4431118/4423723  www.insumed.com.ar  Insumed  @insumed srl

Medtronic **B|BRAUN**

Boston
Scientific

 Coloplast

Covidex

 **NUTRICIA**
Advanced Medical Nutrition

mindray

 **SILMAG**